

Verpakkingsmateriaal

SGS Environmental Analytics stelt u monsterpotten, monsterflessen en ander verpakkingsmateriaal ter beschikking. Op dit informatieblad wordt toegelicht hoe en welke verpakkingen u kunt bestellen.

KWALITEIT

SGS Environmental Analytics levert om kwalitatieve redenen standaard (geconserveerd) glaswerk uit. In de tabel op pagina 2 is een lijst opgenomen met het te gebruiken glaswerk. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de huidige normen (SIKB protocol 3001).

Een belangrijk aspect is dat bij monsternamen uw monster in het veld gefiltreerd en aangezuurd dient te worden ten behoeve van een metaalanalyse.

Uit kwaliteitsoogpunt zal bij afwijkingen in aanleveringen anders dan de opgegeven richtlijn een disclaimer geplaatst worden op het certificaat.



KRATTEN

Voor een soepele overdracht en verwerking van uw verpakkingsmateriaal stelt SGS Environmental Analytics speciale kratten ter beschikking. Ook kunnen op verzoek speciale netjes gebruikt worden om flessen te verpakken. Dit voorkomt breuk van flessen tijdens transport.

Alle kratten zijn voorzien van barcodes, deze worden door de koeriers gescand bij het ophalen van de monsters. Zodoende weet men bij acceptatie op het laboratorium precies welke kratten er van welke opdrachtgevers komen.

TRACK AND TRACE

Ter ondersteuning van efficiënt veldwerk zijn de monsterpotten en flessen steeds voorzien van een unieke, waterbestendige barcodesticker.

Alle klantgegevens en projectgegevens worden direct gekoppeld aan de barcode. Door de barcodes zijn alle locaties van de potten en flessen geregistreerd. Wanneer de barcode gescand wordt op het laboratorium, kan de analist op het laboratorium ook direct zien welke analyse uitgevoerd dient te worden op het monster. Hierdoor bestaat er veel minder kans op fouten en het kwijt raken van monsters.

In het veld kunnen de barcodes gekoppeld worden aan de diverse veldwerksystemen. Op deze manier kan zowel in het veld als op het laboratorium efficiënt gewerkt worden.

LEVERING

SGS Environmental Analytics stelt het verpakkingsmateriaal beschikbaar voor haar opdrachtgevers via drie verschillende kanalen:

- levering bij uw vestiging (grote hoeveelheden)
- levering via koerier (beperkte hoeveelheden glaswerk, enkele dozen)
- levering via depots (beperkte hoeveelheden glaswerk, tot ca. 10 dozen)

VERPAKKING

Op pagina 2 van dit informatieblad is een overzicht weergegeven van de meest aangevraagde analyses en het bijbehorende verpakkingsmateriaal. Tevens wordt een overzicht gegeven van de beschikbare soorten verpakkingsmaterialen.

Belangrijk is dat het monster ook tilbaar is. Dit houdt in dat de verpakking met het monstermateriaal maximaal ca. 15 kg mag wegen. Bij asfaltkernen met een diameter >10 cm dient u voor de mogelijkheden eerst contact op te nemen met SGS Environmental Analytics.

VRAGEN

Hebt u vragen over het verpakkingsmateriaal, neemt u dan contact op met afdeling Customer Support van ons kantoor in Rotterdam. Zij zijn u hierbij graag van dienst.

SGS ENVIRONMENTAL ANALYTICS

Tel: 010-2314700 Email:
nl.ie.rtd.customersupport@sgs.com

PARAMETER	VERPAKKING	MIN. VOLUME	COM BIN.
Acetaten	SGS237	100 ml	K
Afbraakpakket	2 vials ALC205 + SGS236	2 x 40ml + 100 ml	
Afbraakpakket beperkt	2 vials (ALC205)	2 x 40 ml	
Alcoholen	SGS237	100 ml	K
Aldehyden	ALC227	500 ml	
Alkaliteit	ALC207	100 ml	
Alkylfenolen	ALC232	100 ml	
Ammoniak	SGS244+ALC207	100 ml	
Ammonium	SGS244	100 ml	
Aniline	SGS237	100 ml	F
AOX	ALC288	500 ml	
Bifeny/Bifenyylether	SGS237	100 ml	L
Bezinkselvolume	ALC227 (2x)	1000 ml	
Bicarbonaat	SGS208	500 ml	B
Bromide	ALC207	100 ml	J
BTEX(N)	SGS236	100 ml	C
BZV	SGS208	500 ml	
Carbonaat (CO ₃)	SGS208	500 ml	B
Chlooraniline	SGS237	100 ml	F
Chloorbenzenen (> tri)	SGS237	100 ml	F
Chloorbenzenen (mono/di)	SGS236	100 ml	C
Chloorfenolen	ALC232	100 ml	
Chloride	ALC207	100 ml	D
CKW's	SGS236	100 ml	C
CO ₂ agressief	ALC289 + SGS208	500 ml	
C _r ²⁺	ALC207	100 ml	
Cyanide	SGS231	100 ml	
CZV	ALC281	500 ml	A
Detergenten	SGS237	100 ml	
DOC	SGS330	100 ml	I
EC	ALC207	100 ml	E
EOX	ALC227	500 ml	
Fe ²⁺	SGS236	100 ml	G
Fe totaal	ALC247	100 ml	M
Fenolen	ALC232	100 ml	
fenol-index	ALC232	100 ml	
Fluoride	ALC207	100 ml	J
Formaldehyde kwalitatief	SGS237	100 ml	P
Fosfor totaal (code PO4)	ALC281	500 ml	A
Fosfor total (code P)	ALC247	100 ml	M
Fosforbestrijdingsmiddelen	SGS237	100 ml	F
Freonen	SGS236	100 ml	C
Ftalaten	SGS237	100 ml	L
GC/MS niet vluchtig	SGS237+ SGS236	200 ml	
GC/MS vluchtig	SGS236	100 ml	C
Glycolen	SGS237	100 ml	K
Hardheid	SGS204	100 ml	
Hexaan,heptaan, octaan	SGS236	100 ml	C
Indamprest	ALC227	500 ml	
Ketonen	SGS237	100 ml	K
Kleur	ALC237	100 ml	P
Koolzuur vrij	ALC207	100 ml	
Metalen Standaard GRW	SGS204	60 ml	
Metalen Standaard AFW	ALC247	60 ml	
Methaan, Etheen, Ethaan	ALC205 (2x)	2 x 40 ml	
Mn ²⁺	SGS236	100 ml	G
Mn totaal	ALC247	100 ml	M
MTBE	SGS236	100 ml	C
Nitrat, Nitriet	ALC207	100 ml	D
NKJ	ALC281	500 ml	A
OCB's	SGS237	100 ml	F
Olie GC (FID)	SGS236	100 ml	C
Olie IR	ALC285	500 ml	
Olie GCMS	ALC227	500 ml	
Olie vluchtig	SGS236	100 ml	C
Oliekarakterisatie	ALC227 (2x)	1000 ml	
Onopgeloste bestanddelen	ALC227 (2x)	1000 ml	
Ortho-fosfaat	ALC207	100 ml	D
Organotin	ALC227	500 ml	
PAK	SGS237	100 ml	
PCB's	SGS237	100 ml	F
PFAS GRW	SGS216	250 ml	
PFAS AFW/OPW	ALC207	100 ml	
pH	ALC207	100 ml	E
Polaire oplosmiddelen	SGS237	100 ml	K
Pyridine	SGS237	100 ml	
Redoxpotential	ALC207	100 ml	
Stikstofbestrijdingsmiddelen	SGS237	100 ml	F
Sulfaat	ALC207	100 ml	D
Sulfide totaal	ALC284	500 ml	
Sulfide vrij	ALC207	100 ml	
Sulfiet	ALC248	100 ml	
THF / THT	SGS236	100 ml	C
TIC	SGS237	100 ml	
TOC	SGS330	100 ml	I

PARAMETER	VERPAKKING	MIN. VOLUME	COM BIN.
Troebelheid	SGS237	100 ml	P
Vetten en oliën	ALC285 max. 65 % gevuld	500 ml	
Vluchtige vetzuren	SGS237	100 ml	
VOX	SGS236	100 ml	C
Zuurstof (O ₂)	ALC227	500 ml	
Zwavel totaal	ALC247	100 ml	M

PARAMETER	VERPAKKING	MIN. VOLUME
PAKKETTEN GRONDWATER		
Standaard pakket water (STAPW)	SGS204 + SGS236	2 x 100 ml
Soil2Control (water)	SGS204 + 2x SGS236 + 2x SGS237	5 x 100 ml
Aromat./ alifat. split	3 x ALU238	3 x 250 ml
BODEMMATERIAAL		
AS3000-bodemonderzoek	ALC201	500 gram
Routinematig bodemonderzoek	ALC201	400 gram
AS3000-waterbodemonderzoek	2x ALC264	800 gram
Routinematig waterbodemonderzoek	2x ALC264	800 gram
AP04-onderzoek	ALC293	Min. 9kg, Max ca.15kg
Uitloogonderzoek kolomproef	2x ALC264	1000 gram
ASBEST ANALYSES		
Grond en puin asbestverdachte monsters	ALC295	Min. 9 kg Max. ca. 15 kg
Grond en puin, 500g. methode	ALC264	500 gram
Materiaal	ALC299	5 x 5 cm
Veegvuil, stof	ALC298	

VERPAKKING	OMSCHRIJVING	CONSERVERING
GROND- EN AFVALWATER		
SGS204	60 ml PE (fles)	HNO ₃
GRW filtratie in het veld!		
ALC205	40 ml vial (2 stuks)	Geen conservering
ALC207	100 ml PE (fles)	Geen conservering
SGS231	100 ml bruin glas (fles)	NaOH
ALC232	100 ml wit glas (fles)	H ₃ PO ₄
SGS236	100 ml bruin glas (fles)	H ₂ SO ₄
SGS237	100 ml bruin glas (fles)	Geen conservering
ALU238	250 ml bruin glas (fles)	H ₂ SO ₄
SGS244	100 ml PE (fles, witte dop)	H ₂ SO ₄
Filtratie in het veld!		
ALC247 Geen filtratie	60 ml (fles, blauwe dop)	HNO ₃
ALC248	100 ml PE (fles)	EDTA-oplossing
ALC284	500 ml PE-fles (wijde opening)	Zinkacetaat
ALC227	500 ml groen glas (fles)	Geen conservering
ALC281	500 ml PE-fles (wijde opening)	H ₂ SO ₄
SGS208	500 ml PE-fles (wijde opening)	Geen conservering
ALC285	500 ml groen glas	H ₂ SO ₄
ALC288	500 ml groen glas (fles)	HNO ₃
ALC289	500 ml groen glas (fles)	CaCO ₃
SGS330	100 ml blank glas (fles)	H ₂ SO ₄
SGS216	250 ml PE	Geen conservering
GROND EN WATERBODEM		
ALC201	258 ml bruine pot	n.v.t.
ALC210	258 ml bruine pot met inlage	n.v.t.
ALC264	720 ml witte pot met inlage	n.v.t.
ALC382	258 ml HDPE plastic pot	n.v.t.
AP-04 / GROND EN BOUWSTOFFEN / ASFALT * (* ALLEEN VOOR AANLEVERING ASFALT)		
ALC292 *	Emmer 1,8 liter	n.v.t.
ALC293	Emmer 10 liter	Max. ca. 15 kg
ASBESTONDERZOEK		
ALC299	Dubbel uitgevoerde plastic gripzak (12 cm x 20 cm)	n.v.t.
ALC298	Dubbel uitgevoerde plastic gripzak (12 cm x 20 cm) inclusief zwarte ronde tape	n.v.t.
ALC292	Emmer 1,8 liter	n.v.t.
ALC295	Emmer 10 liter met rode deksel	Max. ca. 15 kg
	"Asbest-stickers" t.b.v. asbesthoudende en/of asbestverdachte monsters	n.v.t.